

STAMPANTE PER VETRINI UV G364D

Con tecnologia laser ad ultravioletti



RINNOVAMENTO E AGGIORNAMENTO DALLA CHIAREZZA ALL'ECCELLENZA

La stampante per vetrini raggiunge le sue migliori "performance" unendo la disponibilità del doppio caricatore alla stampa con tecnologia mediante laser ad ultravioletti. Con questa innovazione sarà possibile stampare con una risoluzione senza precedenti i vetrini per le indagini immunoistochimiche e per tutte le altre esigenze di istologia con un'unica unità.

Piccolo punto laser e maggiore finezza permettono di stampare chiaramente codici QR ad altissima risoluzione e informazioni correlate.

Zero costi

nessuna pellicola o getto d'inchiostro.

Sistema operativo integrato senza connessione esterna

Funzionamento autonomo con computer integrato.

Schermo touch LCD HD da 10 pollici.

Lingua: Inglese e italiano su richiesta.

Stampa chiara, conservazione a lungo termine.

Stampa testi, simboli, cifre, grafici e codici QR. Le impronte sono resistenti alla corrosione da xilene, alcol e fluido decalcificante, garantendo una conservazione a lungo termine.

Metodi di input di informazioni multiple

Immettere informazioni tramite stampante, scansione, rete remota e LIS/HIS.

Velocità di stampa

3 s / vetrino

Risoluzione

2500 dpi

Dimensioni

(l) 467*(p) 210*(a) 445mm